

	Código: XXX	Pág. 1 de 2
	FE: 26/06/2023	ED: 1
	FUR: 0	N° REV: 0

HOJA TECNICA ACEITE DE INMERSIÓN

Datos Generales	
Descripción del producto:	Aceite de Inmersión para uso de microscopia.
Uso recomendado	Su uso principal es mejorar la calidad de la imagen en los microscopios, al reducir la dispersión de la luz que pasa a través de los lentes del microscopio. Se utiliza colocando una (1) o dos (2) gotas de aceite sobre la lamina a utilizar y se extiende la gota sobre la lámina.
Propiedades fisicoquímicas	
Apariencia:	Liquida
Densidad:	0.8922 gr/cc
Valor de pH:	6.02
STD:	0 ml/L
Color:	Amarillento
Olor:	Característicos
Composición química	
Componentes químicos:	Aceite vegetal y aceite mineral.
Instrucciones de Uso	
Aplicaciones y dosificaciones:	Se agrega una (1) gota de aceite a la lamina a observar en el microscopio.
Seguridad	
Precauciones:	Mantener empaque cerrado, en un lugar fresco, a una temperatura de 15°C A 30°C. Utilice guantes de nitrilo para su uso. En caso de ingestión consulte a su médico.
Presentación y almacenaje	
Presentación:	PRESENTACIÓN 1 envase de 30ml 1 envase de 60ml 1 envase de 120ml 1 envase de 240ml 1 envase de 1 lt
Tiempo de Almacenamiento:	24 meses, almacenados a temperatura de 15°C a 30°C.

Elaborado por: Erika Carmona	Revisado por: Pablo Manjarres	Aprobado por: Pablo Manjarres
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

	Código: XXX	Pág. 2 de 2
	FE: 26/06/2023	ED: 1
	FUR: 0	N° REV: 0

Almacenamiento:	Mantener el producto en un lugar fresco, no exponer a los rayos del sol. En caso de derrame, lavar con abundante agua.

Elaborado por: Erika Carmona	Revisado por: Pablo Manjarres	Aprobado por: Pablo Manjarres
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Reservados todos los derechos. Prohibida su reproducción parcial o total por cualquier medio mecánico, eléctrico, de fotocopiado, térmico u otros, sin permiso expreso del Laboratorio DIAGNO-TEST, C.A.